

Hygienische-mikrobiologische Untersuchungen von Wasser aus Dentaleinheiten

Kundennummer		Interne Labor-ID/Etikett	
Angaben zur Probenahme*		Achtung! Die Zeitdifferenz zwischen Probenahme und Untersuchungsbeginn sollte 24 h nicht überschreiten. Daher bitte keinen Versand am Wochenende oder direkt vor Feiertagen.	
Probenahme erfolgte durch Herr/Frau:			
<input type="checkbox"/> zertifizierter Probenehmer <input type="checkbox"/> Praxispersonal Probenehmernummer (falls vorhanden):		Angaben zum Versand**	
Praxisinhaber:		mit Porto	
Straße/Hausnummer:		ohne Porto	
PLZ/Ort:		Anmerkungen des Laborpersonals zur Probe	
Telefonnummer:			
E-Mail-Adresse:			
Zuständiges Gesundheitsamt:			
Datum:			
Uhrzeit:		Debitorennummer:	

Untersuchungsumfang	benötigtes Probenvolumen
<input type="checkbox"/> Legionellen und GKZ bei 36 °C (Standarduntersuchung)	125 ml
<input type="checkbox"/> nur Gesamtkeimzahl (GKZ) bei 36 °C	125 ml
<input type="checkbox"/> nur Legionellen	125 ml
<input type="checkbox"/> Legionellen, GKZ bei 36 °C, Pseudomonas aeruginosa	250 ml
<input type="checkbox"/> Trinkwasser gemäß TrinkwV (GKZ 22 °C / 36 °C, coliforme Keime/E. coli, Enterokokken)	500 ml

Proben-Nr.	Genauere Bezeichnung der Probe/Entnahmestelle*	Abnahmetemperatur [°C]	Probeneingangstemperatur** [°C]	ingesandtes Probenvol.** [ml]
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Datenschutzhinweis: Im Rahmen einer einheitlichen Kundenstammdatenpflege werden notwendige Daten an weitere Unternehmen der amedes-Gruppe weitergeleitet. Es gelten die Regelungen der DSGVO in der jeweils aktuellen Fassung. Das Einverständnis hierzu ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden.

*Pflichtfeld	**vom Laborpersonal auszufüllen	Datum Unterschrift des Kunden
Anmerkung: Aus Gründen der Lesbarkeit ist im Text bei Personengruppen/-bezeichnungen nur die männliche Form gewählt worden, die Angaben beziehen sich allerdings stets auf Angehörige aller Geschlechter.		

Entsprechend der KRINKO-Empfehlung (BGBLI 2006 49:375-394) sollte die Kontrolle des Betriebswassers von Dentaleinheiten mindestens jährlich oder aufgrund einer anlassbezogenen Prüfung erfolgen.

Die Probenahme ist einer der wichtigsten Abschnitte in der gesamten Analytik und sollte nur von hygienisch geschultem Personal (Praxismitarbeiter) durchgeführt werden. Als Leitfaden für die Probeentnahme kann folgende Anleitung dienen:

Grundsätzlich gilt:

1. Gemäß RKI-Empfehlung (BGBLI 2006 49:375-394) wird die mikrobiologische Prüfung einer Entnahmestelle je Behandlungseinheit (Instrumentenspülkanal oder Mundspülwasserauslauf) als ausreichend betrachtet.
2. Vor der Probenahme sollte das Wasser an der Entnahmestelle etwa 20 Sekunden laufen gelassen werden.
3. Die Probengefäße sind eindeutig mit einem wasserfesten Stift so zu beschriften, sodass eine Verwechslung der Proben ausgeschlossen ist.
4. Den Auftragschein mit einem dokumentenechten Stift ausfüllen und unterschreiben.
5. Das Probengefäß mit sauberen, desinfizierten Händen öffnen und nur zu etwa 5/6 mit Wasser füllen. Anschließend ist das Probengefäß sofort zu verschließen. Dabei darauf achten, dass der Deckel nicht verkantet ist.
6. Gefüllte Probengefäße zusammen mit den gefrorenen Kühlakkus in die Styroporbox legen und vor Sonnenlicht schützen. Es ist darauf zu achten, dass der direkte Kontakt zwischen Kühlakku und Proben vermieden wird.
7. Den Auftragschein entweder in einer Klarsichthülle mit in die Styroporbox geben oder oben auf die Styroporbox legen. Den Umkarton gut verschließen.
8. Um den angebotenen DHL-Expressservice zu nutzen, kleben Sie bitte das mitgesandte Rücksendeetikett auf den Umkarton. Unter der Rufnummer **0228/90243511** können Sie bei der Firma **DHL bis spätestens 14 Uhr** eine Abholung des Paketes beauftragen. Sollte nach der Kundennummer gefragt werden, geben Sie bitte die **145678661** an.
9. Die empfohlene Transportzeit für die Proben beträgt < 24 h. Diese sollte für ein repräsentatives Ergebnis nicht überschritten werden.

Von einem Versand der Proben über das Wochenende oder vor Feiertagen bitten wir abzusehen, da nicht sichergestellt ist, dass die Proben uns innerhalb der empfohlenen Zeit erreichen.

Die Beurteilung der Proben erfolgt entsprechend der KRINKO-Empfehlung. Die Untersuchungsdauer der Gesamtkeimzahl, Pseudomonaden und Enterokokken liegt in der Regel bei 48 h nach Probeneingang. Coliforme Keime und E. coli können bereits nach 24 h ausgewertet werden.

Legionellen wachsen teilweise sehr langsam und benötigen 10 Tage um ein eindeutiges Ergebnis zu liefern.

Gerne stehen wir Ihnen für weitere Fragen zur Verfügung!

Ihr DIAMEDIS-Team

