

lagerlogistik\_de\_bielefeld@amedes-group.com

MVZ DIAMEDIS  
 Diagnostische Medizin Sennestadt  
 Dunlopstraße 50, 33689 Bielefeld  
 Telefon 05205.72 99-37 00

Einsendende tierärztliche Praxis/Adresse nicht vergessen!

## Bestellschein Material MVZ DIAMEDIS TIERMEDIZIN

Datum \_\_\_\_\_

Artikel (Bezeichnung)	Menge
<b>Anforderungsbögen/Leistungsverzeichnis</b>	
Untersuchungsantrag Klinische Chemie/ Hämatologie	
Untersuchungsantrag Bakteriologie/Parasitologie	
Barcode-Aufkleber-Box	
Eilt-Aufkleber	
<b>Urin-/Kot-Röhrchen</b>	
Urinröhrchen (30 ml)	
Kotröhrchen für Kleintiere (10 ml)	
Kottöpfe für Großtiere (100 ml)	
<b>Blutabnahmematerial Sarstedt</b>	
Sarstedt-EDTA-Röhrchen rot (3,0 ml)	
Sarstedt-EDTA-Monovette rot (2,7 ml)	
Sarstedt-Serum-Monovette weiß (1,2 ml)	
Sarstedt-Serum-Monovette weiß (4,9 ml)	
Sarstedt-Serum-Monovette weiß (7,5 ml)	
Sarstedt-Gel-Röhrchen braun (1,1 ml)	
Sarstedt-CiF-Monovette grau (3,1 ml)	
Sarstedt-Citrat-Monovette grün (1,4 ml)	
Sarstedt-Citrat-Monovette grün (3,0 ml)	
Sarstedt-Röhrchen neutral ohne Zusatz für Milch, Serum, etc., (10,0 ml)	
Sarstedt Kanüle zum Tropfen grün (0,8 x 40 mm)	
Sarstedt Kanüle zum Tropfen gelb (0,9 x 40 mm)	
Sarstedt Kanüle zum Tropfen rosa (1,2 x 40 mm)	
Sarstedt Kanüle zum Monovetten grün (0,8 x 38 mm)	
Sarstedt Kanüle zum Monovetten gelb (0,9 x 38 mm)	
Sarstedt Butterfly-Set grün (0,8 x 19mm)	
<b>Blutabnahmematerial Vacutainer</b>	
Vacutainer-EDTA-Röhrchen lila (4,0 ml)	
Vacutainer-Serum-Röhrchen gelb (5,0 ml)	
Vacutainer-Citrat-Röhrchen blau (2,7 ml)	
Vacutainer-FC-Mix-Röhrchen rosa (3,0 ml)	
Vacutainer-Sicherheitskanüle grün (0,8 x 32 mm)	
Vacutainer-Sicherheitskanüle schwarz (0,7 x 32 mm)	
Vacutainer-Buterfly-Set grün (0,8 x 19 mm)	
<b>Abstrichtupfer</b>	
Tupfer, schwarzes Transportmedium (T.equigenitalis-Diagnostik)	
Tupfer, klares Transportmedium (bakteriologische/mykologische Diagnostik)	
Tupfer, extra fein, klares Transportmedium (bakteriologische/mykologische Diagnostik)	
Tupfer ohne Transportmedium (PCR-Diagnostik)	

Artikel (Bezeichnung)	Menge
<b>Blutkulturflaschen</b>	
Blutkulturflasche aerob	
Blutkulturflasche anaerob	
<b>Umverpackungen</b>	
Kühltransportbehälter (für gefrorene Proben, z.B. EDTA-Plasma)	
Versandtüten (Fahrdienst)	
Versandtüten Postversand (frankiert)	
Schutzröhrchen für Postversand	
Objektträger mit Mattrand	
Objektträger ohne Mattrand	
Objektträger-Versandgefäße	
<b>Sonstiges</b>	

Nutzen Sie schon unseren Online-Bestell-Service?

Unter [www.diamedis.eu/materialbestellung](http://www.diamedis.eu/materialbestellung) können Sie uns schnell und unkompliziert erreichen.